

Кардиотокография плода/КТГ плода

Метод заключается в непрерывной синхронной регистрации частоты сердечных сокращений плода и тонуса матки с графическим изображением сигналов на калибровочной ленте.

Метод оценивания состояния плода состоит в регистрации и анализе частоты сердцебиения в покое, движении, при сокращениях матки и других воздействиях окружающей среды.

Регистрация частоты сокращения матки и сердцебиения плода используется в третьем триместре для оценивания функционального состояния ребенка и работы его сердца.

Подготовка к исследованию

Специальная подготовка не требуется. Ограничений в питании и приеме воды нет. Об индивидуальных особенностях проинформирует врач. Алгоритм проведения исследования может быть изменен по показаниям, о чем пациент будет предупрежден в клинике.

Если исследование проводилось ранее, желательно иметь при себе отчет с результатами. Он требуется для корректного контроля динамики.